

Anti-Fam160B2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q86V87

商品番号: CM0026757

前書き

ヒトFAM160B2（FHIP2B/RAI16）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。MAPK/ERKおよびTGFβシグナル伝達経路の調査に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	FAM160B2 Rabbit pAb
備考/別名	FAI16; RAI16; FAM160B2; RAM160B2
種	ヒト
GeneID	64760
免疫原	合成ペプチド ヒトFAM160B2（NP_073586.5）のアミノ酸420-520領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86V87
タンパク質分子量	82kDa
配送	氷袋