

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Fam50B ウサギポリクローナル抗体 - Q9Wtj8

商品番号: CM0022146

前書き

マウスFAM50Bに対するウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。精巢発現研究やアセチル化研究に有用です。免疫原：アミノ酸70-150の組換え融合タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fam50b ウサギ pAb
備考/別名	X5L; D0H6S2654E; XAP-5-like; Fam50b
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	26240
遺伝子ID (マウス)	108161
免疫原	マウスFam50b (NP_620085.2) のアミノ酸70-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9WTJ8
タンパク質分子量	40kDa
発送	氷袋