

Wb、If-P、Elisa用 Anti-Fbx32/Fbxo32 ポリクローナル抗体 - Q969P5

商品番号: CM0026320

前書き

ヒト Fbx32/FBXO32 (Atrogin-1、MAFbx) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISA に適しています。ヒトおよびマウスのサンプルを認識します。筋肉萎縮およびユビキチン介在性タンパク質分解の研究における重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fbx32/FBXO32 Rabbit pAb
備考/別名	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
種	ヒト
遺伝子ID	114907
免疫原	組換えタンパク質；ヒト Fbx32/FBXO32 (NP_478136.1) のアミノ酸206-355に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q969P5
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ