

WbおよびElisa用 Anti-Fbxl12 ポリクローナル抗体 - Q9Nxx8

商品番号: CM0015872

前書き

ヒトFBXL12（F-box/LRR-repeat protein 12）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反応性あり。ユビキチン媒介性タンパク質分解と細胞周期停止の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXL12 ウサギ pAb
備考/別名	Fbl12; FBXL12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54850
遺伝子ID	54850
免疫原	ヒトFBXL12（NP_060173.1）のアミノ酸1-326に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NXX8
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ