

Wb、Elisa用Anti-Fbxo3ポリクローナル抗体 - Q9Uk99

商品番号: CM0017621



前書き

ヒトFBXO3 (F-box only protein

3) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB) およびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性を示します。E3ユビキチンリガーゼ機能およびタンパク質分解経路の研究に適しています

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXO3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	FBA; FBX3; FBXO3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26273
遺伝子ID	26273
免疫原	ヒトFBXO3 (NP_036307.2) のアミノ酸1-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9UK99
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ