

Wb、Elisa用 Anti-Fbxo42 ポリクローナル抗体 - Q6P3S6

商品番号: CM0022612

前書き

ヒト FBXO42
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロット（WB）およびELISAで検証済みで、マウス
との交差反性があります。SCF
E3ユビキチンリガーゼ機能およびp53分解の研究に適
しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	FBXO42 Rabbit pAb
備考/別名	JFK; Fbx42; FBXO42
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54455
遺伝子ID	54455
免疫原	ヒト FBXO42 (NP_061867.1) のアミノ酸 468-717 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q6P3S6
タンパク質分子量	78kDa
配送	アイスパック