

## ウエスタンブロット、Elisa用 抗Fbxw2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ukt8

商品番号: CM0024498

### 前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みの抗FBXW2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのFBXW2（SCF E3ユビキチンリガーゼ複合体の基質認識成分）を検出します。ユビキチン経路研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | FBXW2 ウサギ pAb                                                     |
| 備考/別名      | Md6; FBW2; Fwd2; FBXW2                                            |
| 種          | ヒト                                                                |
| 遺伝子ID (ヒト) | 26190                                                             |
| 遺伝子ID      | 26190                                                             |
| 免疫原        | 組換えタンパク質   ヒトFBXW2 (NP_036296.2)のアミノ酸102-454に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                               |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                         |
| 適用         | WB, ELISA                                                         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                        |
| SWISS      | Q9UKT8                                                            |
| タンパク質分子量   | 52kDa                                                             |
| 発送         | 保冷バッグ                                                             |