

Wb、Fc、Elisa用抗Fcεr1Aウサギモノクローナル抗体 - P12319

商品番号: CM0012678



前書き

高親和性IgE受容体サブユニットα（FcεR1α）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、フローサイトメトリー、ELISAでの使用が検証済みで、ヒトに反応します。アレルギーおよび炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FcεR1αウサギmAb
備考／別名	FCE1A; FcERI; FCERIA
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2205
GeneID	2205
免疫原	組換えタンパク質（ヒトFcεR1αのアミノ酸26～205に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001992.1））
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P12319
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷バッグ