


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Fcf1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y324

商品番号: CM0023145



前書き

ヒトFCF1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびラットと交差反応します。リボソーム生合成を標的とし、核小体に局在します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FCF1 Rabbit pAb
備考/別名	Bka; UTP24; CGI-35; C14orf111; FCF1
種	ヒト
遺伝子ID	51077
免疫原	合成ペプチド。ヒトFCF1 (NP_057046.1) のアミノ酸100～198番内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9Y324
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	氷袋