

Anti-Fcgr3Aポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08637

商品番号: CM0024900



前書き

ヒトFCGR3A（CD16）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示します。抗体依存性細胞傷害活性（ADCC）およびNK細胞生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FCGR3A Rabbit pAb
備考/別名	CD16, FCG3, CD16A, FCGR3, IGFR3, IMD20, FCR-10, FCRIII, CD16-II, FCGRIII, FCRIIA, FcGRIIA, FCGR3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2214
GeneID	2214
免疫原	ヒトFCGR3A（NP_000560.7）のアミノ酸150～250に相当する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08637
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋