

## Anti-Fcrl3 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q96P31

商品番号: CM0014351

### 前書き

ヒトFCRL3  
(MAIA)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。B細胞生物学、免疫調節、および受精に関する研究に適しています。ヒトおよびマウスのFCRL3と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | FCRL3 Rabbit pAb                                                |
| 備考/別名      | MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3                 |
| 種          | ヒト                                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 115352                                                          |
| 遺伝子ID      | 115352                                                          |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒトFCRL3 (NP_443171.2) のアミノ酸18-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 供給源        | ウサギ                                                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                       |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                                       |
| 交差反応性      | ヒト, マウス                                                         |
| SWISS      | Q96P31                                                          |
| タンパク質分子量   | 81kDa                                                           |
| 配送         | アイスバッグ                                                          |