

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Fdx1/Adxラビットモノクローナル抗体 - P10109

商品番号: CM0003531



前書き

ヒトFDX1/ADX (P10109)

を標的とするラビットモノクローナル抗体。ステロイドホルモン合成に不可欠です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FDX1/ADX Rabbit mAb
備考/別名	ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2230
GeneID	2230
免疫原	ヒトFDX1/ADX (P10109) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10109
タンパク質分子量	19 kDa
配送	氷袋