

Wb、If-P、Elisa用抗フェレドキシン還元酵素ポリクローナル抗体 - P22570

商品番号: CM0019837

前書き

フェレドキシン還元酵素（FDXR）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリアP450電子伝達およびコエンザイムQ生合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フェレドキシン還元酵素ウサギpAb
備考／別名	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2232
遺伝子ID	2232
免疫原	ヒトフェレドキシン還元酵素（NP_077728.3）のアミノ酸142～491に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22570
タンパク質分子量	54kDa
輸送	保冷バッグ