


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗フェリチン軽鎖 ポリクローナル抗体 - P02792

商品番号: CM0019911



前書き

ヒトフェリチン軽鎖（FTL）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。鉄恒常性および神経変性疾患研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	フェリチン軽鎖 ウサギ pAb
備考/別名	LFTD; NBIA3; フェリチン軽鎖
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2512
GeneID	2512
免疫原	ヒトフェリチン軽鎖（NP_000137.2）のアミノ酸1-175に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02792
タンパク質分子量	20 kDa
発送	保冷バッグ