

Wb、If/Icc、Elisa用抗Fgf1モノクローナル抗体 - P05230

商品番号: CM0008800



前書き

ヒトFGF1（aFGF、ヘパリン結合増殖因子1）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAのアプリケーションで実証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞増殖および血管新生経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF1 ウサギmAb
備考／別名	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2246
GeneID	2246
免疫原	合成ペプチド（ヒトFGF1 (P05230)のアミノ酸56～155番内の配列に対応する合成ペプチド）
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05230
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	氷袋