

Wb、Elisa用 Anti-Fgfr1Op ポリクローナル抗体 - O95684

商品番号: CM0023727



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証された高品質なFGFR1OPウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。細胞骨格および繊毛研究のために中心体タンパク質43を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGFR1OP Rabbit pAb
備考/別名	FOP; FGFR1OP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11116
GeneID	11116
免疫原	ヒト FGFR1OP (NP_919410.1) のアミノ酸 1-70 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O95684
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋