


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗フィブリラリン/U3 Rnpウサギポリクローナル抗体 - P22087

商品番号: CM0013389



前書き

核小体メチルトランスフェラーゼであるフィブリラリン（FBL）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAアプリケーションでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラット、サルと反応します。リボソーム生合成および核小体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フィブリラリン/U3 RNPウサギpAb
備考/別名	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1; Fibrillarin/U3 RNP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2091
GeneID	2091
免疫原	ヒトフィブリラリン/U3 RNP（NP_001427.2）のアミノ酸100～321に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P22087
タンパク質分子量	34 kDa
輸送	保冷剤