

抗フィラグリン（Flg）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P20930

商品番号: CM0006174



前書き

ヒトフィラグリン（FLG）を標的とするウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性があります。WBおよびELISAアプリケーションに適しています。表皮分化、魚鱗癬、および角化障害の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLG Rabbit mAb
備考/エイリアス	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2312
GeneID	2312
免疫原	ヒトFLG（NP_002007.1）のアミノ酸1-92に相当する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P20930
タンパク質分子量	435kDa
配送	氷袋