

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Fip1L1ウサギポリクローナル抗体 - Q6Un15

商品番号: CM0026018



前書き

ヒト pre-mRNA

3'末端処理因子FIP1L1に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。mRNAポリアダニル化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FIP1L1 ウサギpAb
備考/別名	Rhe; FIP1; hFip1; FIP1L1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81608
遺伝子ID	81608
免疫原	ヒトFIP1L1 (NP_001128409.1) のアミノ酸1~300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6UN15
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	氷袋