

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Fkbp1Bポリクローナル抗体 - P68106

商品番号: CM0021156



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証されたFKBP1Bウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのFKBP1B（12.6 kDa FK506結合タンパク質）を検出します。免疫抑制およびタンパク質フォールディングに関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP1B Rabbit pAb
備考/別名	OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPIase; FKBP12.6; FKBP1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2281
GeneID	2281
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68106
タンパク質分子量	12kDa
配送	アイスバッグ