

Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Fkbp38/Fkbp8 ウサギモノクローナル抗体 - Q14318

商品番号: CM0010160



前書き

ヒトFKBP38/FKBP8（Q14318）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。アポトーシス、ミトコンドリア、ウイルス感染研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP38/FKBP8 ウサギmAb
備考/別名	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23770
GeneID	23770
免疫原	合成ペプチド ヒトFKBP38/FKBP8（Q14318）のアミノ酸1-100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14318
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷剤