

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Fkbp6 ポリクローナル抗体 - O75344

商品番号: CM0026437



前書き

FKBP6

ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。精子形成に関与する不活性なペプチジル-プロリル シス-トランス イソメラーゼFKBP6を標的。生殖生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP6 ウサギ pAb
備考/別名	FKBP36; SPGF77; FKBP6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8468
GeneID	8468
免疫原	ヒトFKBP6 (NP_003593.3) のアミノ酸1-327に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75344
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ