

Wb、Elisa用抗Flgウサギポリクローナル抗体 - P20930

商品番号: CM0022028



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗FLGウサギポリクローナル抗体です。表皮分化の主要タンパク質であるヒト、マウス、ラットのフィラグリンと反応します。皮膚生物学や角質化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLG ウサギポリクローナル抗体
別名	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2312
遺伝子ID	2312
免疫原	ヒトFLG (NP_002007.1) のアミノ酸1-92番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20930
タンパク質分子量	435 kDa
発送方法	氷袋