

Anti-Flotillin 1 モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O75955

商品番号: CM0011710



前書き

Flotillin 1 ラビット mAb（WB、IHC-P、ELISA対応）。ヒト、マウス、ラットのFLOT1（カベオラおよび膜ラフトの足場タンパク質）を検出します。細胞内局在化の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Flotillin 1 ラビット mAb
備考/別名	FLOT1; flotillin-1; Flotillin 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10211
GeneID	10211
免疫原	合成ペプチド（ヒトFlotillin 1 (O75955) のアミノ酸328-427領域内の配列に対応する合成ペプチド。）
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75955
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ