

Anti-Flowering Locus C (Flc) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9S7Q7

商品番号: CM0023171

前書き

シロイヌナズナの主要な開花抑制因子であるFLOWERING LOCUS C (FLC)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。
組換えタンパク質免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLC ウサギ pAb
備考/別名	AGAMOUS-like 25; AGL25; FLF; FLOWERING LOCUS C; FLOWERING LOCUS F; MADS BOX PROTEIN FLOWERING LOCUS F; REDUCED STEM BRANCHING 6; RSB6; T31P16.130; T31P16_130; FLC
種	シロイヌナズナ
GeneID	830878
免疫原	シロイヌナズナFLC (NP_196576.1) のアミノ酸60-196に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ
SWISS	Q9S7Q7
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ