

Wb、Elisa用 Anti-Foxi1 ポリクローナル抗体 - Q12951

商品番号: CM0020245

前書き

内耳および腎臓の発生に不可欠なフォークヘッド転写因子であるFOXI1を標的とするポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットのサンプルでWBおよびELISAについて検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXI1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	HFH3, FKH10, HFH-3, FKHL10, FREAC6, FREAC-6, FOXI1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2299
GeneID	2299
免疫原	ヒトFOXI1 (NP_036320.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q12951
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋