

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Foxo3A ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Wvh4

商品番号: CM0017291

前書き

マウスFOXO3Aに対するウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応性あり。アポトーシス、オートファジー、転写研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXO3A ウサギ pAb
備考/別名	Fkhr2, FKHL1, Foxo3a, 1110048B16Rik, 2010203A17Rik, FOXO3A
種	マウス
GeneID (ヒト)	2309
GeneID	56484
免疫原	組換えタンパク質 マウスFOXO3A (NP_062714.1) のアミノ酸558-635に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9WVH4
タンパク質分子量	71kDa
輸送	保冷バッグ