

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Foxp1 モノクローナル抗体 - Q9H334

商品番号: CM0006847



### 前書き

FOXP1 ウサギ モノクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証済みです。ヒト、マウス、ラットのFOXP1と反応します。転写制御、B細胞分化、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | FOXP1 ウサギ mAb                                          |
| 備考/別名    | MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1               |
| 種        | ヒト                                                     |
| GeneID   | 27086                                                  |
| 免疫原      | ヒトFOXP1 (NP_116071.2) のアミノ酸550-677に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                              |
| 適用       | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                  |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS    | Q9H334                                                 |
| タンパク質分子量 | 75kDa                                                  |
| 輸送       | 保冷バッグ                                                  |