

Wb、Elisa用Anti-Foxp3ポリクローナル抗体 - Q99Jb6

商品番号: CM0028464



前書き

マウスFOXP3を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。FOXP3は制御性T細胞の分化と免疫恒常性に不可欠であるため、この抗体は免疫学および自己免疫疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXP3 Rabbit pAb
備考/別名	sf; JM2; scurfen
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	50943
遺伝子ID	20371
免疫原	マウスFOXP3 (NP_473380.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q99JB6
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ