

抗Fpgsモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q05932

商品番号: CM0003315

前書き

WBおよびELISAで検証済みのこのウサギモノクローナル抗体は、葉酸ポリグルタミル化とメトトレキサート代謝における主要酵素であるヒトおよびラットのFPGSを検出します。一炭素代謝、抗葉酸薬理学、ミトコンドリア酵素学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FPGS ウサギmAb
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2356
遺伝子ID	2356
免疫原	ヒトFPGS（Q05932）のアミノ酸450～587番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q05932
タンパク質分子量	65kDa
発送方法	保冷剤