

Wb、Elisa用 抗Fps/Fdpsモノクローナル抗体 - P14324

商品番号: CM0004634



前書き

ヒトFPS/FDPSを標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ファルネシルピロリン酸合成酵素（イソプレノイド生合成の重要な酵素）、分子量約48kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FPS/FDPS Rabbit mAb
備考/別名	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2224
GeneID	2224
免疫原	ヒトFPS/FDPSのアミノ酸67-419に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001995.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14324
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスパック