


Wb、If/Icc、Elisa用 抗フラタキシン/Fxn ウサギモノクローナル抗体 - Q16595

商品番号: CM0004275



前書き

ヒトフラタキシン/FXNに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。ミトコンドリア鉄-硫黄クラスター生合成およびフリードライヒ運動失調症の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フラタキシン/FXN ウサギ mAb
備考/別名	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2395
GeneID	2395
免疫原	ヒトフラタキシン/FXN (NP_000135.2) のアミノ酸42-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16595
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ