

Wb、Elisa用抗Fxr2ウサギポリクローナル抗体 - P51116

商品番号: CM0017381



前書き

FXR2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウエスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証されています。mRNA翻訳を調節し、海馬の神経新生に必要なRNA結合タンパク質FXR2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FXR2 ウサギpAb
備考／別名	FXR2P; FMR1L2; FXR2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9513
免疫原	ヒトFXR2（NP_004851.2）のアミノ酸550～650内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51116
タンパク質分子量	74 kDa
発送方法	保冷バッグ