

Ihc-P、Elisa用抗Fxyd3ポリクローナル抗体 - Q14802

商品番号: CM0019357

前書き

IHC-
PおよびELISAでの検証が完了した高品質なFXVD3ポリクローナル抗体です。ナトリウム/カリウムATPアーゼ調節因子であるヒトFXVD3/Mat-8を検出し、イオン輸送およびがんバイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FXVD3 ウサギpAb
別名	MAT8; PLML; FXVD3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5349
免疫原	ヒトFXVD3 (NP_005962.1) のアミノ酸1〜87に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q14802
タンパク質分子量	9kDa
発送	氷袋梱包