

Anti-Fzd7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O75084

商品番号: CM0030112



前書き

ヒトFrizzled-

7 (FZD7) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒトおよびマウスFZD7（予測分子量64

kDa）を検出します。Wntシグナル伝達の研究および診断薬の開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FZD7 Rabbit pAb
備考/別名	FzE3; FZD7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8324
GeneID	8324
免疫原	ヒトFZD7 (NP_003498.1) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75084
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバッグ