

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-G3Bp1ポリクローナル抗体 - Q13283

商品番号: CM0023507



前書き

ヒトG3BP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのタンパク質を認識します。ストレス顆粒のダイナミクス、自然免疫、および核酸ヘリカーゼ機能の調査に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	G3BP1 Rabbit pAb
備考/別名	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10146
免疫原	ヒトG3BP1 (NP_938405.1) のアミノ酸131-330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13283
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ