


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Gabarapポリクローナル抗体 - O95166

商品番号: CM0013774



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証されたGABARAPウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGABARAP（重要なオートファジーおよびGABA(A)受容体輸送タンパク質）を検出します。神経学および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABARAP Rabbit pAb
備考/別名	MM46, ATG8A, GABARAP-a, GABARAP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11337
遺伝子ID	11337
免疫原	ヒトGABARAP (NP_009209.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95166
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバッグ