


WbおよびElisa用抗Gad67/Gad1ウサギモノクローナル抗体 - Q99259

商品番号: CM0003224



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証された高品質な抗GAD67/GAD1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGAD67を検出します。神経科学、神経生物学、およびGABA代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAD67/GAD1 Rabbit mAb
備考/別名	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89; GAD67/GAD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2571
GeneID	2571
免疫原	合成ペプチド ヒトGAD67/GAD1 (Q99259) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99259
タンパク質分子量	67kDa
配送	氷袋