

抗ガレクチン1 (Lgals1) モノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用) - P09382

商品番号: CM0009326



前書き

抗ガレクチン1ウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットを対象としたWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。アポトーシス、細胞増殖、免疫調節の研究（T細胞アポトーシスやTh17分化を含む）に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Galectin 1/LGALS1 ウサギmAb
備考 / 別名	GBP; GAL1; Galectin 1/LGALS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3956
GeneID	3956
免疫原	ヒトガレクチン1 (P09382) のアミノ酸1~100番内の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09382
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷剤