

Wb、If/Icc、Elisa用抗Galnsウサギポリクローナル抗体 - P34059

商品番号: CM0026419



前書き

ヒトN-アセチルガラクトサミン-6-スルファターゼ（GALNS）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのGALNSを検出します。ムコ多糖症IVAをはじめとするリソソーム蓄積症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GALNS ウサギpAb
略称/別名	GAS; MPS4A; GalN6S; GALNAC6S; GALNS
種	ヒト
遺伝子ID	2588
免疫原	ヒトGALNS（NP_000503.1）のアミノ酸353～522番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34059
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	氷袋梱包