

Anti-Gata2 Rabbit Polyclonal Antibody For Ihc-P, Elisa - P23769

商品番号: CM0023603



前書き

ヒトGATA2（重要な内皮転写因子）を特異的に検出する高品質なウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAで検証済みであり、内皮細胞における転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATA2 Rabbit pAb
備考/別名	DCML; IMD21; NFE1B; MONOMAC; GATA2
種	ヒト
GeneID	2624
免疫原	合成ペプチド ヒトGATA2 (NP_116027.2) のアミノ酸240-340領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P23769
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバック