

Wb、Elisa用抗Gatcポリクローナル抗体 - O43716

商品番号: CM0027958

前書き

ヒトGATCに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリアタンパク質合成およびtRNAトランスアミダーゼの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATC Rabbit pAb
備考/別名	15E1.2; COXPD42; GATC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	283459
遺伝子ID	283459
免疫原	ヒトGATC (NP_789788.1) のアミノ酸1-136に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O43716
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ