


Wb、If/Icc、Elisa用抗Gch1ポリクローナル抗体 - P30793

商品番号: CM0017572



前書き

ヒトGCH1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の天然GCH1を検出します。テトラヒドロビオプテリン生合成、ドーパミン生合成、および疼痛感受性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCH1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	GCH; DYT5; DYT14; DYT5a; GTPCH1; HPABH4B; GTP-CH-1; GCH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2643
GeneID	2643
免疫原	ヒトGCH1 (NP_000152.1) のアミノ酸55-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30793
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスパック