

WbおよびElisa用抗Gclmウサギポリクローナル抗体 - P48507

商品番号: CM0016602

前書き

ヒトGCLM（グルタミン酸システインリガーゼ調節サブユニット）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスのサンプル中のGCLMを検出します。グルタチオン合成および酸化ストレス研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCLMウサギpAb
備考／別名	GLCLR; GCLM
種	ヒト
GeneID	2730
免疫原	ヒトGCLM（NP_002052.1）のアミノ酸1〜274に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P48507
タンパク質分子量	31kDa
輸送	アイスパック