

Wb、Elisa用抗Gdf9ポリクローナル抗体 - O60383

商品番号: CM0026318

前書き

ヒト成長分化因子9（GDF9）を標的とするウエスタンブロットおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。卵胞形成研究に有用です。UniProt O60383。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GDF9 Rabbit pAb
備考/別名	POF14; GDF9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2661
GeneID	2661
免疫原	ヒトGDF9（NP_005251.1）のアミノ酸205-454に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60383
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋