

## WbおよびElisa用Anti-Gdi1ポリクローナル抗体 - P31150

商品番号: CM0025152

### 前書き

ヒトGDI1（Rab GDP解離阻害因子アルファ）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのGDI1と交差反応します。Rabタンパク質の調節、膜輸送、および神経疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | GDI1 Rabbit pAb                                                      |
| 備考/別名       | 1A; GDIL; MRX41; MRX48; OPHN2; XAP-4; XLID41; RABGD1A; RABGDIA; GDI1 |
| 種           | ヒト                                                                   |
| GeneID (ヒト) | 2664                                                                 |
| GeneID      | 2664                                                                 |
| 免疫原         | ヒトGDI1 (NP_001484.1) のアミノ酸188-447に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。               |
| ソース         | ウサギ                                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                            |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                               |
| SWISS       | P31150                                                               |
| タンパク質分子量    | 51kDa                                                                |
| 配送          | 氷袋                                                                   |