


抗Gemin8 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nwz8

商品番号: CM0013291



前書き

GEMIN8

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。snRNPアセンブリおよび前駆体mRNA スプライシングに参与するgem関連タンパク質であるヒトGEMIN8用に設計されています。 - Q9NWZ8

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GEMIN8 ウサギ pAb
備考/別名	FAM51A1; GEMIN8
種	ヒト
GeneID	54960
免疫原	ヒトGEMIN8（NP_060326.1）のアミノ酸1-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NWZ8
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ