

抗Gfapモノクローナル抗体（Wb、If、Ihc-P、Elisa用） - P14136

商品番号: CM0008822



前書き

GFAP ウサギmAb (P14136) は、WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みのウサギモノクローナル抗体です。ヒトGFAPを検出し、マウスおよびラットと交差反応します。分子量は約50 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GFAP ウサギmAb
別名	ALXDRD
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2670
GeneID	2670
免疫原	ヒトGFAP (NP_002046.1) のアミノ酸60～383番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P14136
タンパク質分子量	50kDa
発送方法	保冷剤