


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Gga2 ポリクローナル抗体 - Q9Ujy4

商品番号: CM0014158



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、ELISAで検証済みのGGA2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプル中の内在性GGA2を検出します。タンパク質輸送とゴルジ体-エンドソームダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GGA2 Rabbit pAb
備考/別名	VEAR; GGA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23062
GeneID	23062
免疫原	ヒトGGA2 (NP_055859.1) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UJY4
タンパク質分子量	67kDa
発送	保冷バッグ