

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗 γ -チューブリン ウサギ モノクローナル抗体 - P23258

商品番号: CM0006268



前書き

γ -

チューブリン（TUBG1）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。微小管核形成と中心体研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	γ -チューブリン ウサギ mAb
備考/別名	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7283
免疫原	ヒト γ -チューブリン (P23258) のアミノ酸231-451に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23258
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ